

DK

Samlevejledning Badestol

Varenummer 254300



1



Der medfølger 5 korte og 4 lange fingerskruer, samt 0-ringe til dem alle.

De 4 lange skruer, bruges til at skrue krydsbenene på plads under sædet.

Én af de korte skruer skal placeres i midten under sædet. Det er den, der holder de krydsede ben på plads.

2



De 4 resterende korte skruer skal bruges til samling af ryglænet.

3 + 4



Underbenene klikkes alle sammen på de monterede "halve" ben på stolen.

Armlænen klikkes på - ned i ben-beslagene på siden af sædet, så de skråner ud af.

SE

Monteringsanvisningar Duschstol

Varunummer 254300



1



Det medföljer 5 korta och 4 långa fingerskruvar, med 0-ringar till dem alla.

De 4 långa skruvar, används för att skruva fast de kryssade benen under sätet, i hörnen.

En av de korta skruvarna ska placeras i mitten under sitsen. Det är den som håller de korsade benen på plats.

2



De 4 återstående korta skruvarna ska användas för samling av ryggstödet.

3 + 4



"Underbenen" klickas in i de monterade "halva" ben på stolen.

Armstöden klickas in / ner i ben-beslagene - på siden om sätet, så de lutar utåt.

NO

Monteringsanvisning

Badestol

Varenummer 254300



1



Det følger med 5 korte og 4 lange fingerskruer, samt 0-ringer til alle.

De 4 lange skruene brukes til å feste kryssbena under setet.

Én av de korte skruene skal plasseres i midten under setet. Det er den som holder kryssbena på plass.

2



De 4 gjenværende korte skruene skal brukes til å montere ryggstøtten.

3 + 4



Underbena klikkes sammen med de monterte "halve" bena på stolen.

Armlenene klikkes på - ned i benfestene på sidene.

GB

Assembly instructions

Shower chair

Item number 254300



1



Included are 5 short and 4 long thumb screws, as well as O-rings for all of them.

The 4 long screws are used to secure the cross legs under the seat.

One of the short screws should be placed in the center underneath the seat. It is the one that holds the crossed legs in place.

2



The 4 remaining short screws are used to assemble the backrest.

3 + 4



The lower legs are clicked together with the pre-mounted "half" legs on the chair.

The armrests are clicked into place - down into the leg brackets on the sides.

FR

Instructions de montage

Chaise de bain

Réf. 254300



1



Sont fournis 5 vis moletées courtes et 4 longues, ainsi que des joints toriques pour chacune d'elles.

Les 4 longues vis servent à fixer les pieds croisés sous le siège.

Une des vis courtes doit être placée au centre sous le siège. C'est celle qui maintient les pieds croisés en place.

2



Les 4 vis courtes restantes doivent être utilisées pour assembler le dossier.

3 + 4



Les pieds inférieurs s'enclenchent sur les demi-pieds déjà montés sur la chaise.

Les accoudoirs se clipsent - dans les supports latéraux des pieds.

DE

Montageanleitung

Duschstuhl

Artikelnummer 254300



1



Im Lieferumfang enthalten sind 5 kurze und 4 lange Rändelschrauben sowie O-Ringe für alle.

Die 4 langen Schrauben werden verwendet, um die Kreuzbeine unter dem Sitz zu befestigen.

Eine der kurzen Schrauben wird mittig unter dem Sitz angebracht. Sie hält die gekreuzten Beine an Ort und Stelle.

2



Die verbleibenden 4 kurzen Schrauben werden zur Montage der Rückenlehne verwendet.

3 + 4



Die unteren Beine werden an die vormontierten „halben“ Beine des Stuhls geklickt.

Die Armlehnen werden eingeklickt - nach unten in die seitlichen Beinhalterungen.